

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕШАЛКА

ЛМР-1

Паспорт

2.966.008 ПС

Дата упаковки 26 БЕР 2014

Упаковку произвёл Т.О.Урлик

Изделие после упаковки принял Зарудний



6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации мешалки — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

6.2 Средний срок службы до первого капитального ремонта — 6 лет.

6.3 Срок переконсервации — 5 лет.

6.4 В течении срока гарантии предприятие — изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену изделия при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования, предусмотренных техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

7. Сведения о рекламациях

7.1. Презентации по мешалке должны быть подтверждены технически обоснованным актом с указанием заводского номера и даты выпуска, описанием неисправности, сроков и условий эксплуатации. Акт должен быть направлен предприятию изготовителю по адресу: 81400 г. Самбор Львовской обл. Промышленная, 2 ЧАО завод "Омега".

7.2. Рекламации и меры, принятые по ним, должны регистрироваться потребителем в журнале эксплуатации мешалки.

1. Общие сведения об изделии

1.1 Лабораторная мешалка ЛМР-1 (далее мешалка) предназначена для приготовления проб тампонажного раствора, может быть использована для приготовления проб глинистого раствора на основе глинопорошка.

1.2. Лабораторная мешалка ЛМР-1 может быть использована лабораториями буровых и тампонажных предприятий, а также научно — исследовательских организаций, ведущих работы в области исследования буровых и тампонажных растворов.

1.3. Мешалка ЛМР-1 изготавливаются в климатических исполнениях УХЛ 4.2 и О 4.2 согласно ГОСТ 15150-69 и отвечают требованиям ТУ 25-02.031865-78.

2. Основные технические данные и характеристики

2.1 Частота вращения лопастного устройства — (1500±100) об/мин.

2.2 Время перемешивания пробы раствора — (180±10) с.

2.3 Объём перемешиваемого раствора — от 500 до 900 см³.

2.4 Электрические параметры мешалки:

- род тока — переменный, однофазный;
- напряжение — (220 ± 22) В;
- частота — (50 ± 1) Гц;
- потребляемая мощность — не более 300 ВА.

2.5 Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха — от 10 до 35°C (для УХЛ 4.2), от 10 до 45°C (для О 4.2);
- относительная влажность до 65% при температуре 20°C (для УХЛ 4.2) и до 80% при температуре 27°C (для О 4.2).

2.6 Габаритные размеры — не более 351×191×340 мм.

2.7 Масса мешалки — не более 16 кг.

2.8 Средний срок службы — не менее 8 лет.

3. Комплект поставки

3.1 Комплект поставки на каждое исполнение должен соответствовать таблице:

Наименование	УХА 4.2	О 4.2
Лабораторная мешалка ЛМР-1 ЗШ2.966.008 ЗШ2.966.008-01	1 шт.	1 шт.
Паспорт	1 экз.	1 экз.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1 экз.	1 экз.
Запасные части		
Кольцо уплотнительное гт 8.683.499-19	2 шт.	2 шт.
Манжета гт 6.477.001	2 шт.	2 шт.
Предохранитель ПВ-10, 30В	2 шт.	2 шт.
Устройство лопастное ЗШ6.393.014-01	1 шт.	1 шт.
Кольцо уплотнительное гт 8.683.499-09	2 шт.	2 шт.
Кольцо уплотнительное гт 8.683.499-23	2 шт.	2 шт.
Ремень ЗШ8.390.001 ЗШ8.390.001-01	3 шт. 3 шт.	3 шт. 3 шт.
Инструмент		
Ключ ГОСТ 2839-80 7811-0006 С (Хим. окс. прм.) 7811-0006 С (Кд.21 хр.)	1 шт.	1 шт.
Отвёртка ГОСТ 17199-71 7810-0308 (Гр.2.Хим.окс.прм.) 7810-0308 (Гр.2.Кд.21 хр.)	1 шт.	1 шт.

4. Свидетельство о приемке

4.1 Лабораторная мешалка ЛМР-1 заводской № 002 соответствует техническим условиям ТУ25-02.031865-78 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска 26 БЕР 2014
М.П. Заручка
Контролер ОТК

5. Сведения о консервации и упаковке

5.1 Свидетельство о консервации.

Лабораторная мешалка ЛМР-1 заводской № 002 подвергнута консервации согласно требованиям, предусмотренным техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Дата консервации 26 БЕР 2014

Срок консервации 5 лет

Консервацию произвёл Толурих

Изделие после консервации принял Заручка

5.2 Свидетельство об упаковке.

Лабораторная мешалка ЛМР-1 заводской № 002 упакована согласно требованиям, предусмотренным техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.