

Аналог прибора Журавлева "УОП-01"
Руководство по эксплуатации
Паспорт

1. Назначение изделия

Аналог прибора Журавлева "УОП-01" предназначен для выделения из хлебобулочного изделия образца определенного объема, по результатам взвешивания которого расчетным путем определяется пористость хлеба.

2. Конструкция прибора

Прибор состоит из калибровочного цилиндра, выталкивателя, обрезного стакана, ножа и подставки. Калибровочный цилиндр и стакан изготовлены из нержавеющей стали. Выталкиватель и подставка изготовлены из дерева. Обрезной нож имеет 2 режущих съемных лезвия с ручкой из алюминия.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Внутренний диаметр калибровочного цилиндра, мм	$30,1 \pm 0,1$
Длина обрезного стакана, мм	$38,0 \pm 0,1$
Объем образца мякиша, формируемого устройством, см ³	26,9 - 27,9
Габаритные размеры стакана в сборе, мм	169 x 50 x 51
Габаритные размеры ножа в сборе, мм	189 x 42 x 11
Масса прибора, г	320

4. Процедура эксплуатации

Из середины хлебного изделия вырезают кусок шириной и высотой не менее 6,0 см. В месте наиболее типичной пористости (на расстоянии не менее 1 см от корки) делают вырезку мякиша калибровочным цилиндром, вводя его в кусок изделия поступательно-вращательным движением. Калибровочный цилиндр с расположенным внутри мякишем совмещают с обрезным стаканом на подставке. При помощи выталкивателя перемещают мякиш из калибровочного цилиндра в обрезной стакан. Мякиш должен при этом выходить из стакана не менее, чем на 1 см. Мякиш, выступающий с торцов обрезного стакана, отрезают ножом, а полученный цилиндр мякиша выталкивают из обрезного стакана и взвешивают.

5. Комплект поставки

1. Калибровочный цилиндр.....	1 шт
2. Обрезной цилиндр на подставке.....	1 шт
3. Обрезной нож с двумя лезвиями.....	1 шт
4. Выталкиватель.....	1 шт
5. Руководство по эксплуатации.....	1 шт

6. Гарантии производителя

Срок службы прибора зависит от интенсивности использования изделия. Окончание срока службы выражается в несоответствии метрологических характеристик, заявленных в пункте 3. Срок хранения неограничен. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения потребителем.

7. Свидетельство о приемке

Аналог прибора Журавлева «УОП-01» зав. № 112 изготовлен согласно с требованиями национальных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.



личная подпись

31.04 2019

дата



расшифровка подписи

amtorg.com.ru